

Обязательный Сопроводительный Лист
к Гибким Эндоскопам

В ремонт направлен Эндоскоп:

Заводской номер: _____ Инвентарный номер: _____

Заказчик: _____

Информация о мойке, чистке и обработке аппарата дезинфицирующими средствами:

_____ (Ответственное лицо)

ВНИМАНИЕ ! Необработанные аппараты на диагностику и ремонт не принимаются!

Необходимые для полноценной диагностики принадлежности:

Клапан Аспирации – 1 шт.

Клапан Вода/Воздух – 1 шт.

Крышка видеоконнектора – 1 шт.

Перечень неисправностей эндоскопа:

Контактное лицо и способ связи: _____

ВАЖНО:

Перед тем как сдать эндоскоп в ремонт, его необходимо как следует очистить от загрязнений и продезинфицировать с целью избегания распространения инфекции.

1. Аппарат, нуждающийся в ремонте, должен отправляться на сервис в своем чемодане, упакованном соответствующим образом, к нему должны прилагаться Ваши комментарии с описанием неполадок или Ваших жалоб.
2. Необходимо указать контактный телефон врача, имя и адрес.
3. Если эндоскоп транспортируется самолетом, крышка газового клапана должна быть надета.
4. Клапаны, использование которых могло стать причиной неполадок, также должны прилагаться.
5. Крышки для погружения аппарата также должны прилагаться для проверки/подтверждения герметичности прибора.
6. После получения эндоскопа из ремонта он должен быть полностью обработан перед применением.